



3) Una vez que empuje el émbolo y sienta la succión, deje que **The Extractor®** actúe.



después de exposiciones a veneno de serpiente.

Cuidado y limpieza de la Bomba Extractora de Venenos - The Extractor®

NO LAVE LA BOMBA NI LA MOJE! Esto puede destruir el mecanismo que crea el vacío en la bomba. Lave y esterilice las copas de succión después de cada uso, pero **NO LAVE LA BOMBA**. En caso de que el mecanismo interno de la bomba extractora se moje o el barril de plástico exterior se agriete, usted se arriesga a la posibilidad de que la bomba no cree suficiente succión para ser eficaz. Si esto sucede, reemplace **The Extractor®**. La limpieza a fondo de las copas de succión con agua y jabón es generalmente lo adecuado. El tratamiento con alcohol es la mejor opción. No hierva las copas de succión en agua.

Como usar la Bomba Extractora de Venenos - The Extractor®

La bomba extractora crea una succión de gran alcance y esta diseñada para eliminar el veneno del cuerpo por succión.

La duración de la aplicación varía según los casos: Para mosquitos o picaduras de araña, 20 o 30 segundos pueden ser suficientes. Para abeja, avispa, tábano o picaduras de pez escorpión, se recomienda aplicar **The Extractor®** durante 1 a 3 minutos antes de limpiar la herida con un antiséptico.

Es importante destacar que para las picaduras de abeja, no se debe retirar el aguijón antes de aspirar el veneno, pues su presencia facilita la extracción del mismo. Sáquelo después.

Para picaduras más graves, como la de un escorpión o una serpiente, a fin de evitar la coagulación inevitable de la herida, es necesario aplicar **The Extractor®** varias veces.

PASOS:

1) Coloque la copa de succión del tamaño adecuado en **The Extractor®** y tire del émbolo hasta que llegue a toda su extensión. La copa más pequeña puede colocarse en cualquier dirección.



2) Coloque la copa de succión sobre la mordedura o picadura y con el pulgar, empuje el émbolo hasta el fondo



4) Tire del émbolo hacia arriba con cuidado para liberar el vacío.



Si hay veneno mezclado con los fluidos del cuerpo, este estará en la superficie de su piel. Tenga cuidado. Evite salpicaduras de veneno. Para mordeduras de serpiente, Si **NO** aparece veneno en la superficie de la piel, y si **NO** hay hinchazón, y si usted **NO** fue mordido por una serpiente de coral, y si usted ha realizado correctamente los pasos 1-6:

- Puede haber sido una serpiente no venenosa
- Puede haber sido una mordida en seco (sin veneno inyectado)

Sin embargo, si los síntomas aparecen dentro de las siguientes tres a cuatro horas busque atención médica inmediata.

PASOS ADICIONALES:

I. Retire el veneno mezclado con los fluidos de la herida en el cuerpo lavándolos con agua y jabón. Aplique alcohol a la herida utilizando la gasa con alcohol incluida en su kit.

II. Trate la conmoción y dé respiración artificial, si es necesario. Los botiquines de primeros auxilios de alta calidad tales como los producidos por Sawyer incluyen un manual que puede ser muy útil para este propósito.

III. Se debe buscar asistencia médica de inmediato. Niños y adultos de menos de 120 libras están particularmente en riesgo, como también cualquier persona que haya recibido múltiples mordeduras, picaduras, o una carga completa de veneno.

IV. Después de que la persona mordida se ha tratado debidamente, y el peligro ha pasado, lavar la copa de succión para remover cualquier residuo de fluido y veneno. Si es posible, esterilice las copas de succión entre usos, especialmente

ADVERTENCIAS

- a. **NO** lave la bomba! Esto puede destruir el mecanismo de creación de vacío y la bomba Extractora.
- b. **NO** utilice la bomba en zonas de la piel sensibles como párpados, genitales o cavidades del oído.
- c. Para las mordeduras de serpiente **NO** cortar una "X" o chupar el veneno con la boca. Este tratamiento es ineficaz y aumenta el trauma en la zona de la herida. El veneno podría entrar en el torrente sanguíneo del rescatista si este tiene incluso un pequeño corte en la boca.
- d. Para picaduras de abejas, **NO** retirar el aguijón con los dedos o con pinzas, ya que este método hará que se le inyecte más veneno a la víctima. En su lugar, retirar con cuidado, utilizando una tarjeta de crédito u otro objeto no cortante.
- e. **NO** entre en pánico. Empiece el tratamiento de emergencia sólo después de que la víctima esté calmada. Con ello se reduce la velocidad de absorción del veneno. La bomba extractora es más eficaz cuando se utiliza inmediatamente después de la picadura.
- f. Si es necesario para mejorar la succión, utilice la máquina de afeitar incluida en el kit para eliminar el vello corporal de la zona de la mordedura. Esto sólo es necesario para el tratamiento de mordeduras de serpientes, arañas, o rayas. Otras técnicas para mejorar la succión incluyen el utilizar humectantes o cubrir la superficie bajo la copa de succión con vaselina. (Nota: sólo aplica a zonas con vello corporal pesado.)

PARA MAS INFORMACION ACERCA DE LOS PRODUCTOS SAWYER®

Visítenos en www.sawyer.com.co para aprender más acerca de nuestra línea de productos o llamando al +57 321 639 8655.